

Kauterspitzen Tip Cleaner

einfache Reinigung - sicheres Platzieren

Der Tip Cleaner bietet schnelle und einfache Reinigung der Spitzen von elektrochirurgischen Instrumenten.

Die abziehbare Klebefolie ermöglicht das sichere Platzieren des Reinigungsschwämmchens. Der Tip Cleaner eignet sich zur Verwendung bei mono- oder bipolaren Instrumenten.

Die Schwämmchen sind faserfrei und somit zur Verwendung im sterilen Bereich geeignet. Das Reinigungsschwämmchen sind einzeln steril verpackt und werden in einer praktischen Spenderbox geliefert.



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Verpackungseinheit
KAUTERSPITZEN REINIGUNGSSCHWÄMMCHEN			
AR-32200	Kauterspitzen Reinigungsschwämmchen	5 x 5 cm	50 Stück