

APPLE HUNT Trokare

Mit konischer Spitze & Pyramidenspitze

Die Trokare von Cooper Surgical bestehen aus einmal verwendbaren 5, 7, 10 oder 12 mm Zugängen im bewährten klassischen Design. Sie erlauben den kontrollierten Zugang zum Abdomen mit geringer Gewebetraumatisierung.

Eindrehgewinde auf der Trokarhülse halten den Trokar sicher an seinem Platz. Alle Versionen verfügen über einen Luer Lock-Anschluss für die Gas-Insufflation.

Erhältlich mit konischer Spitze oder Pyramidenspitze, in Standard- oder Extra-Länge.



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	VE
900-800	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, Pyramidenspitze	5 mm	5
900-801	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, konische Spitze	5 mm	5
900-802	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, Pyramidenspitze, Ventil	5 mm	5
900-803	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, konische Spitze, Ventil	5 mm	5
900-820	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, 2 Trokarhülsen, 1 Trokar, Pyramidenspitze	5 mm	5
900-821	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, 2 Trokarhülsen, 1 Trokar, konische Spitze	5 mm	5
900-822	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, 2 Trokarhülsen, 1 Trokar, Ventil, Pyramidenspitze	5 mm	5
900-823	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, 2 Trokarhülsen, 1 Trokar, Ventil, konische Spitze	5 mm	5
900-840	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, extralang, Pyramidenspitze	5 mm	5
900-841	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, extralang, konische Spitze	5 mm	5
900-842	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, 2 Trokarhülsen, 1 Trokar, extralang, Pyramidenspitze	5 mm	5
900-844	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, extralang, seitliches Ventil, Pyramidenspitze	5 mm	5
900-845	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, extralang, seitliches Ventil, konische Spitze	5 mm	5
900-846	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, extralang, seitliches Ventil, Pyramidenspitze, 2 Hülsen	5 mm	5
900-847	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, extralang, seitliches Ventil, konische Spitze, 2 Hülsen	5 mm	5
900-850	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, Pyramidenspitze, mit 5mm und 10mm Reducer	12 mm	5
900-851	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, extralang, Pyramidenspitze, mit 5mm und 10mm Reducer	12 mm	5
900-860	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, Pyramidenspitze, 5mm Reducer	10 mm	5
900-861	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, extralang, Pyramidenspitze, 5mm Reducer	10 mm	5
900-870	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, Pyramidenspitze	7 - 8 mm	5
900-871	Apple Hunt Laparoskopie-Trokar, Pyramidenspitze mit 5mm Reducer	7 - 8 mm	5