

HSG/HS Katheter-Set


benutzerfreundliche Katheterset

Das benutzerfreundliche HSG/HS Katheterset erlaubt das Einbringen von Kontrastmittel bei Hysterosalpingographie- oder Hysterosonographie-Behandlungen.

Das Set bietet eine verbesserte Visualisierung bei Untersuchungen der Gebärmutter und erleichtert die Diagnostik von Polypen, Fibroiden und Verwachsungen sowie von Endometriumkarzinomen und unterstützt bei der Überprüfung der Tubendurchlässigkeit.

Vorteile:

- Die einzigartige Platzierungshülle macht eine Kugelzange überflüssig
- In 5 und 7 French erhältlich
- Latexfrei



BESTELLINFORMATION

| Art. Nr. | Bezeichnung | Verpackungseinheit |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| HSG/HS KATHETER-SET | | |
| 61-5005 | H/S Katheter, Kraton, 5 French | 10 Stück |
| 61-5007 | H/S Katheter, Kraton, 7 French | 10 Stück |