

Kronner Manipujector®

Vielseitiger Uterusmanipulator

Der Kronner Manipujector® ist ein ergonomisch geformter Uterusmanipulator, der bei vielen verschiedenen operativen Eingriffen Anwendung findet - z. B. bei Chromopertubation, Tubenligatur, diagnostischer Laparoskopie und Hysterosalpinografie.

Das gebogene Design des Kronner Manipujector® erleichtert das Einführen des Instruments und die Darstellung des Muttermundes.

Durch den innovativen Zangengriff lässt sich der Manipulator sehr rasch neu positionieren, auch die Vor- und Rückwärtsbewegung des Uterus ist dadurch für den Operateur komfortabel möglich.

Der Kronner Manipujector® dient darüber hinaus als effizienter intrauteriner Injektor: Er verschließt den inneren Muttermund und verhindert den Zervix-Rückfluss von Flüssigkeit oder Gas bei der Injektion.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Kontrolliert manipulierbar
- Kann interoperativ schnell neu positioniert werden
- Verschließt den inneren Muttermund absolut dicht
- Sicher, einfach und kosteneffizient



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
KRONNER MANIPUJECTOR®		
6003	Kronner Einweg-Uterusmanipulator	12 Stück