

Mystic® II

Vakuum-assistiertes Geburtshilfeset der Mystic®II-Linie sind sehr flexibel und mit zusätzlichen Sicherheitsfeatures ausgestattet um vaginal-operative Geburten ideal zu unterstützen.

Sanft und sicher

Der extra niedrige Rand des M-Style®Mushroom Aufsatzes und das atraumatische Design des MitySoft® Bell Aufsatzes reduzieren deutlich das Verletzungsrisiko für Mutter und Kind. Das besonders weiche Material verringert darüber hinaus die Gefahr von Dammrissen.

Einfache Bedienung

Das Vakuum kann mit sehr geringer Anstrengung hergestellt werden. Der verlängerte Schaft erleichtert dem Arzt das Einführen. Der Griff kann gedreht werden, ohne dass sich der Aufsatz mitdreht. Ein integriertes Sicherheitsventil stellt sicher, dass kein Vakuum über 58cmHG erzeugt werden kann.

Flexibel

Der M-Style®Mushroom Aufsatz kann 90° in jede Richtung gedreht werden - ideal für Geburten mit hinterer Hinterhauptslage und auch für den Einsatz während eines Kaiserschnitts geeignet.



M-Style® Mushroom Aufsatz



Besonders niedriger Schaft (Ø 50 mm) 90° biegsam in jede Richtung

MitySoft® Bell Aufsatz



Besonders soft schützt Kopf des Babys und die Scheidenwand (Ø 64 mm)

Erhöhte Sicherheit



Das integrierte Sicherheitsventil stellt eine Obergrenze von 58 cmHg sicher.

BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Verpackungseinheit
MYSTIC®II PUMPE			
10057	Mystic®II Pumpe mit M-Style® Mushroom® Cup	50 mm	12 Stück
10058	Mystic®II Pumpe mit MitySoft® Bell Cup	64 mm	12 Stück