

Needle Counter

das clevere Entsorgungssystem für Skalpellklingen und chirurgische Wundnadeln

Der Needle Counter bietet Magnet, Schaumstoff oder adhäsive Flächen für eine sichere Aufbewahrung. Das „Lock Box Design“ gewährleistet ein sicheres Verschließen der Boxen und ein Sicherheitsverschluss verhindert das unbeabsichtigte Öffnen.

Der Needle Counter hat eine signifikant rote Farbe, die auf den gefährlichen Sondermüll hinweist. Die überlappenden Kanten der Box verhindern ein Herausragen der scharfen Spitzen wenn die Box geschlossen ist. Die Boxen sind nummeriert und nicht nummeriert erhältlich.

- sicher verschließbare Boxen
- signifikant rote Farbe
- Magnet-, Schaumstoff- oder adhäsive Flächen
- genügend Platz, auch für größere Nadeln und Klingen
- gut lesbare Nummerierungen



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Menge	VE
NEEDLE COUNTER			
AR-250103	Needle Counter, Magnet/durchsichtiger Deckel	10 Fächer = 20 Stück pro Counter	50 Stück
AR-251104	Needle Counter, Magnet/Magnet	20 Fächer = 40 Stück pro Counter	50 Stück
AR-251401	Needle Counter mit Führungsschiene für Klinge, Schaumstoffblock/Magnet	20 Fächer = 40 Stück pro Counter	40 Stück