

Endo Clip Applier

Einweg-Clip-Applier mit 10 mm Ø



Vorteile Ergonomie

- ergonomisch geformter Handgriff
- 360° rotierbarer, nicht reflektierender Schaft

Vorteile Sicherheit

- der Clip muss komplett geschlossen werden, bevor er abgesetzt werden kann
- die Clips sind an der Innenseite aufgeraut - guter Halt am Gefäß
- das transparente Design verbessert die Sichtbarkeit der verbleibenden Clips
- der Sicherheitsmechanismus verhindert ein Schließen der Branchen, um Gewebeschädigung zu verhindern

Abmessungen der Clips



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	VE
TQ10	10 mm Einweg Clip-Applier, 20 ML-Titan-Clips	10 Stück