


PREMIUM Netzimplantat

Monofilamentes Polypropylen-Netz


Die PREMIUM Netzimplantate von Cousin Surgery sind vielseitig einsetzbare monofilamentare Polypropylen-Netze: Sie sind leichtgewichtig, großporig, transparent und entsprechen dem Standard der modernen Hernienchirurgie.

Die Vorteile auf einem Blick:

- Große Poren - 2,1 mm
- Wenig Gewicht - 38 g / m²
- Memory Shape



Lichtenstein Light Mesh



- Lichtenstein
- precut / mit oder ohne Schlitz
- 6 x 13 cm oder 8,5 x 12,5 cm
- Polypropylen

PREMIUM Mesh quadratisch



- Ventral/extra-peritoneal
- regular
- 15 x 15 cm oder 30 x 30 cm
- Polypropylen

PREMIUM Mesh rechteckig



- Ventral/extra-peritoneal
- regular
- 15 x 30 cm
- Polypropylen

BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Form	OP-Technik	Verkaufseinheit
COUSIN SURGERY PREMIUM NETZIMPLANTATE					
VCBPMP613U	Lichtenstein Light Mesh, vorgeschritten Verpackungseinheit: 1 Stück pro Packung	6 x 13 cm		Lichtenstein	6 Stück
VCBPMC812U	Lichtenstein Light Mesh, vorgeschritten Verpackungseinheit: 1 Stück pro Packung	8,5 x 12,5 cm		Lichtenstein	6 Stück
VCBPM1515U	PREMIUM Mesh, quadratisch	15 x 15 cm		ventral/extra-peritoneal	1 Stück
VCBPM3030U	PREMIUM Mesh, quadratisch	30 x 30 cm		ventral/extra-peritoneal	1 Stück
VCBPM1530U	PREMIUM Mesh, rechteckig	15 x 30 cm		ventral/extra-peritoneal	1 Stück