

# easyCS™ Einweg Zirkulärstapler


## exakte Anastomose - hervorragende Leistung

Der easyCS™ Zirkulärstapler wurde für Anastomosen bei gastrointestinalen (GI) Eingriffen entwickelt. Das Design bietet ein großzügiges Lumen mit Schneiddurchmessern von 21 mm bis 33 mm.

Der easyCS™ Zirkulärstapler reduziert durch das kürzere Staplergehäuse die Reibung nachweislich und vermindert somit Verletzungen der Darmwand.

### easyCS™ Zirkulärstapler:

- hervorragende Hämostase
- geringere Nachblutungen
- großes Innenlumen
- perfekte Ergonomie



## BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Klammerhöhe	VE
<b>easyCS™ Zirkulärstapler</b>				
CS2135	easyCS™ Zirkulär-Stapler	21 mm	3,5 mm	4 Stück
CS2148	easyCS™ Zirkulär-Stapler	21 mm	4,8 mm	4 Stück
CS2535	easyCS™ Zirkulär-Stapler	25 mm	3,5 mm	4 Stück
CS2548	easyCS™ Zirkulär-Stapler	25 mm	4,8 mm	4 Stück
CS2935	easyCS™ Zirkulär-Stapler	29 mm	3,5 mm	4 Stück
CS2948	easyCS™ Zirkulär-Stapler	29 mm	4,8 mm	4 Stück
CS3148	easyCS™ Zirkulär-Stapler	31 mm	4,8 mm	4 Stück
CS3348	easyCS™ Zirkulär-Stapler	33 mm	4,8 mm	4 Stück