

Gebogene Einweg-Ladeeinheiten

für das IntoCare™ Powered Stapling System

- präzise Platzierung
- maximale Manövrierfähigkeit in engen Körperhöhlen
- 6 Staple-Reihen
- 55° Artikulation



BESTELLINFORMATIONEN

Art. Nr.	Farbe	Klammerlänge	Klammerhöhe offen	Klammerhöhe geschlossen	Gewebedicke	VE
gebogene Einweg-Ladeeinheiten						
ECRC60G	grün	60 mm	4,2 mm	2,0 mm	dick	8 Stück
ECRC60Y	gelb	60 mm	3,8 mm	1,8 mm	medium/dick	8 Stück
ECRC60B	blau	60 mm	3,5 mm	1,5 mm	medium	8 Stück
ECRC60W	weiß	60 mm	2,5 mm	1,0 mm	dünn/vaskulär	8 Stück
ECRC45G	grün	45 mm	4,2 mm	2,0 mm	dick	8 Stück
ECRC45Y	gelb	45 mm	3,8 mm	1,8 mm	medium/dick	8 Stück
ECRC45B	blau	45 mm	3,5 mm	1,5 mm	medium	8 Stück
ECRC45W	weiß	45 mm	2,5 mm	1,0 mm	dünn/vaskulär	8 Stück
ECRC30B	blau	30 mm	3,5 mm	1,5 mm	medium	8 Stück
ECRC30W	weiß	30 mm	2,5 mm	1,0 mm	dünn/vaskulär	8 Stück