

# LEXION AP 50/30 Insufflator

## Gasanschluss-Zubehör



Der Druckminderer wandelt das System in ein Niederdrucksystem um, er verfügt über eine DIN-Kupplung und eine Flaschenfüllstandsanzeige. Der Druckminderer erzeugt einen genormten Ausgangsdruck von 5 bar.



Der CO<sub>2</sub>-Niederdruckschlauch ist für den Einsatz in Kombination mit Druckminderer und Flaschengas vorgesehen oder kann direkt an das Hausgasnetz angeschlossen werden. Der Schlauch verfügt über eine DIN-Kupplung und einen NIST-Anschluss und ist in 2 Längen erhältlich.



Der CO<sub>2</sub>-Anschlussschlauch mit AFNOR- und NIST-Kupplungen verbindet das Lexion Insufflations-system mit dem Niederdruck-Hausgasanschluss.

## BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Verkaufseinheit
<b>ZUBEHÖR ZUM LEXION AP 50/30 INSUFFFLATOR</b>		
1730991	Druckminderer, Kohlendioxid, DIN-Kupplung, Flaschenfüllstandsanzeige, EN ISO	1 Stück
1030247	Gasentnahmestecker für Kohlendioxid mit 1,5 m Schlauch, NIST-Verschraubung, neutral	1 Stück
1030250	Gasentnahmestecker für Kohlendioxid mit 5,0 m Schlauch, NIST-Verschraubung, neutral	1 Stück
1730250	Gasentnahmestecker für Kohlendioxid mit 5,0 m Schlauch, NIST-Verschraubung, grau	1 Stück
9830250	Anschlussschlauch AFNOR, mit Gasentnahmestecker Kohlendioxid, 5 m Schlauch, NIST-Verschraubung, farbneutral	1 Stück
5000217	O-Ring, 12 x 2,5 mm, für Druckminderer Typ Spectron, Sauerstoff (BJ2021 und älter), Druckluft, Kohlendioxid, flaschenseitig	1 Stück