

Vessel-Clude™

Gefäßokkluder

Vessel-Clude™ Gefäßverschlüsse. Einfach. Wirksam. Zuverlässig.

Vessel-Cludes™ sind komplette Kits für den temporären Gefäßverschluss, die mit dem im Lieferumfang enthaltenen Original Vesselloop® effizient und praktisch in der Anwendung sind. Es kann stufenlos und präzise Druck ausgeübt werden, um die Verletzung der Intima zu minimieren, die vollständige Kontrolle über die Regulierung des Blutflusses bleibt stets erhalten. Die Schnellspannklemme ermöglicht bei Bedarf eine sofortige Anpassung oder vollständige Aufhebung der Spannung. Sobald der Vessel-Clude™ angebracht ist, kann er konventionell aus dem Weg gelegt werden, um einen einfachen Zugang zum Gefäß zu ermöglichen.

- erhältlich in drei Längen
- kein Zuschneiden erforderlich
- latexfrei



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	Länge	Verkaufseinheit
VESSEL-CLUDE GEFÄSSOKKLUDER				
17860	Vessel-Clude™ Gefäßokkluder, steril verpackt	small	5,08 cm	10 Stück
17861	Vessel-Clude™ Gefäßokkluder, steril verpackt	medium	10,16 cm	10 Stück
17862	Vessel-Clude™ Gefäßokkluder, steril verpackt	large	15,24 cm	10 Stück