


# Vessel Loops

## Komfort & Wirtschaftlichkeit

Die Loops bestehen aus hochwertigem Silikon und sind latexfrei. Sie sind stark und langlebig, aber trotzdem weich und elastisch. Ihre glatte Oberfläche lässt sie gut über die Gefäße gleiten.

Die speziellen Raypaque™ Materialien ermöglichen eine gute Röntgendarstellung. Vessel Loops sind in 4 verschiedenen Farben und in 3 Stärken erhältlich.



## BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Größe	Länge	Verpackungseinheit
<b>VESSEL-LOOPS MINI</b>					
17731	Vessel-Loops, steril verpackt	rot	0,90 x 1,30 mm	406 ± 10 mm	20 Stück
17745	Vessel-Loops, steril verpackt	blau	0,90 x 1,30 mm	406 ± 10 mm	20 Stück
17766	Vessel-Loops, steril verpackt	gelb	0,90 x 1,30 mm	406 ± 10 mm	20 Stück
17773	Vessel-Loops, steril verpackt	weiß	0,90 x 1,30 mm	406 ± 10 mm	20 Stück
<b>VESSEL-LOOPS MAXI</b>					
17801	Vessel-Loops, steril verpackt	rot	1,15 x 2,40 mm	406 ± 10 mm	20 Stück
17822	Vessel-Loops, steril verpackt	blau	1,15 x 2,40 mm	406 ± 10 mm	20 Stück
17836	Vessel-Loops, steril verpackt	gelb	1,15 x 2,40 mm	406 ± 10 mm	20 Stück
17843	Vessel-Loops, steril verpackt	weiß	1,15 x 2,40 mm	406 ± 10 mm	20 Stück
<b>VESSEL-LOOPS SUPERMAXI</b>					
17850A	Vessel-Loops, steril verpackt	blau	1,30 x 4,70 mm	406 ± 10 mm	16 Stück