

Vesselpaws™

Klemmenschutz

Vesselpaws™ sind latexfreie, chirurgische Klemmbackenabdeckungen, die bei jeder Verwendung einer hämostatischen Klemme für eine einfache, aber effektive Okklusion sorgen.

Die gezackten Kanten aus medizinischem Silikon sorgen für eine gleichmäßige, stabile und rutschfeste Spannung.

Erhältlich in zwei farbkodierten Größen, passend für die Klemmbacken von chirurgischen Instrumenten unterschiedlicher Größe.



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Größe	Länge	Verkaufseinheit
VESSELPAWS KLEMMENSCHUTZ					
00540	Vesselpaws, steril verpackt	rot	2,54 mm	127 ± 3 mm	20 Stück
00541	Vesselpaws, steril verpackt	weiß	4,06 mm	127 ± 3 mm	20 Stück