

THD® LICHTSKOPE


für Diagnostik und OP

Die THD® Lichtskope sind das ideale Hilfsmittel für die Diagnose und Behandlung zahlreicher proktologischer Erkrankungen wie Hämorrhoiden, Polypen, Kondylome, Fisteln, neoplastische Veränderungen, Analfissuren und anderer Veränderungen im anorektalen Bereich.

Selbstleuchtende Anoskope mit LED



Selbstleuchtende Rektoskope mit LED



Selbstleuchtende OP-Anoskope mit LED



Selbstleuchtende Anoskope mit LED

Die selbstleuchtenden Anoskope von THD sind Einmalprodukte für die Untersuchung des Analkanals. Sie bestehen aus medizinischem Polycarbonat, zeichnen sich durch starke LED-Beleuchtung aus und sind mit geradem und abgeschrägtem Ende sowie mit unterschiedlichen Außendurchmessern verfügbar.

Selbstleuchtende Rektoskope mit LED

Die selbstleuchtenden Rektoskope von THD können ohne Vorbereitung eingesetzt werden, eine Lupe mit 4-fach Vergrößerung wird mitgeliefert. Die Rektoskope sind in unterschiedlichen Längen sowie mit und ohne Insufflatorpumpe erhältlich.

THD® Bandy



Selbstleuchtende OP-Anoskope mit LED

Mit ihrem kompakten und asymmetrischen Design können die Anoskope der Serie THD® Surgy MINI leicht in den Analkanal eingeführt werden - gute Dilatation, optimale Sicht auf das OP-Feld.

THD® Light-Scope Procto HRA

Das THD® Light-Scope Procto HRA ist ein Einmal-Instrument für Untersuchungen mit hochauflösender Anoskopie unter Bildschirmsicht. Die seitlichen Fenster erlauben den Zugang in das Innere des Anoskops ohne die Kamera entfernen zu müssen. Auf diese Weise können ohne Unterbrechung Biopsiezange etc. eingeführt werden.

THD® Bandy: Gummiband-Ligatur

Mit diesem Instrument werden Hämorrhoiden 1. Grades behandelt. Es ist ein elastischer Saugligatur - sofort einsetzbar, muss nicht gespült oder sterilisiert werden. Der elastische Ring wird vom Chirurgen mit einer Hand und ohne weitere Hilfe positioniert.

THD® LICHTSKOPE

für Diagnostik und OP

BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge/ Außen-Durchmesser	VE
SELBSTLEUCHTENDE ANOSKOPE MIT LED			
800134	THD® N-ANO abgeschrägt, unsteril	91 mm / rd. 22 mm	50 Stück
800040	THD® N-ANO gerade, unsteril	91 mm / rd. 22 mm	50 Stück
800166	THD® N-ANO MAXI abgeschrägt, unsteril	91 mm / rd. 26 mm	50 Stück
800165	THD® N-ANO MAXI gerade, unsteril	91 mm / rd. 26 mm	50 Stück
SELBSTLEUCHTENDE REKTOSKOPE MIT LED			
800100	THD® Light-Scope Recto MINI mit Insufflator, unsteril	200 mm / 23 mm	25 Stück
800097	THD® Light-Scope Recto MAXI , unsteril	250 mm / 23 mm	25 Stück
800099	THD® Light-Scope Recto MAXI mit Insufflator, unsteril	250 mm / 23 mm	25 Stück
SELBSTLEUCHTENDE OP-ANOSKOPE MIT LED			
800108	THD® Surgy MINI LED, unsteril	122 mm OP-Fenster: 23x85 mm	10 Stück
800124	THD® Surgy MINI LED, steril	122 mm OP-Fenster: 23x85 mm	10 Stück
THD® LIGHT-SCOPE PROCTO HRA			
800191	THD® Light-Scope Procto HRA, gerade Spitze, unsteril	112 mm / 25 mm	10 Stück
GUMMIBAND-LIGATUR			
800079	THD® Bandy		25 Stück