

Endo-Pouch Serie

erleichterte Entnahme von Proben


Mit Metallring und abnehmbarem Beutel

Mit diesem Instrument kann der Beutel im Körper des Patienten belassen werden, wodurch das Operationsverfahren vereinfacht und die Dauer des Eingriffs verkürzt wird. Der selbstöffnende, besonders reißfeste Beutel ermöglicht eine einfache und sichere Entnahme des Resektats.


Durch den noch größeren Metallring ist die Öffnung besonders weit und der Beutel kann bei der Entnahme des Resektats bestens palpiziert werden.



Mit Verschlussdraht zum Öffnen und Schließen



Bergebeutel mit Gummiring im Kunststoff-Introducer



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Beutelgröße mm	Beutelgröße ml	VE
Endo-Pouch mit Metallring und abnehmbarem Beutel				
FEP936100	Endo-Pouch mit Metallring und abnehmbarem Beutel	76 x 152 mm	330 ml	5
FEP957100	Endo-Pouch mit Metallring und abnehmbarem Beutel	127 x 178 mm	750 ml	5
FEP975910	Endo-Pouch mit Metallring und abnehmbarem Beutel	190 x 229 mm	1 850 ml	5
Endo-Pouch mit Verschlussdraht				
FEP836080	Endo-Pouch mit Verschlussdraht	76 x 152 mm	180 ml	10
FEP857080	Endo-Pouch mit Verschlussdraht	127 x 178 mm	750 ml	10
Endo-Pouch mit Introducer				
FEP136080	Endo-Pouch mit Introducer	76 x 152 mm	210 ml	20
FEP157080	Endo-Pouch mit Introducer	127 x 178 mm	750 ml	20