

SURELOCK™ CLIP APPLIER SYSTEM

Komplettsystem zur sicheren Applikation und Entfernung von Polymerclips

Das SURELOCK™ CLIP APPLIER System besteht aus der wiederverwendbaren Anlegezange zur sicheren und einfachen Platzierung der Polymer Clips, sowie

dem SURELOCK™ CLIP REMOVER für die sichere Entfernung. Die unterschiedliche Färbung, je nach Größe, ermöglicht eine einfache Unterscheidung.

SURELOCK™ wiederverwendbare Anlegezange



SURELOCK™ POLYMER CLIP


VERRIEGELUNGSMECHANISMUS
sorgt für sicheren Verschluss

GELENK
bietet Flexibilität bei der Clipplatzierung

ZAHNDESIGN
erhöhte laterale Stabilität durch Verzahnung

3 GRÖSSEN | 3 FARBEN
unterschiedliche Farben zur einfachen Unterscheidung

POLYMER
für unbefristeten Halt;
kompatibel für CT und MRT



SURELOCK™ wiederverwendbarer Clipentferner



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	VE
SURELOCK™ POLYMER CLIP			
FCC130000	SURELOCK™ Polymer Clip	Größe M/L (grün) 3 - 10 mm	14 Bänke pro VE 6 Clips pro Bank
FCC140000	SURELOCK™ Polymer Clip	Größe L (violett) 5 - 13 mm	14 Bänke pro VE 6 Clips pro Bank
FCC150000	SURELOCK™ Polymer Clip	Größe XL (gold) 7 - 16 mm	14 Bänke pro VE 6 Clips pro Bank
SURELOCK™ ANLEGEZANGE			
1CA100030	SURELOCK™ Laparoskopische Polymer Clip-Anlegezange wiederverwendbar	Größe M/L (grün) 5 mm Ø, 33 cm Länge	1
1CA100040	SURELOCK™ Laparoskopische Polymer Clip-Anlegezange wiederverwendbar	Größe L (violett) 10 mm Ø, 33 cm Länge	1
1CA100050	SURELOCK™ Laparoskopische Polymer Clip-Anlegezange wiederverwendbar	Größe XL (gold) 10 mm Ø, 33 cm Länge	1
SURELOCK™ CLIPENTFERNER			
1CR100000	SURELOCK™ Laparoskopischer Clip-Entferner wiederverwendbar	Größe M/L und L	1
1CR200000	SURELOCK™ Laparoskopischer Clip-Entferner wiederverwendbar	Größe XL	1