

PNEUMO NADEL

nach Veress

Die Pneumo-Nadel ist in zwei Größen verfügbar und hat ein Sichtfenster zur visuellen Kontrolle. Eine Präzisionsnadel ermöglicht das leichte Eindringen.

Des Weiteren verfügt sie über eine abgerundete Sicherheitsspitze, einen Klick-Mechanismus und ein Absperrventil.

Pneumo Veress Nadel



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	VE
PNEUMO NADEL			
FVN112000	Veress Nadel	120 mm	25 Stück
FVN115000	Veress Nadel	150 mm	25 Stück