

X-ONE

laparoskopische Trokare



X-ONE klingenloser Trokar funktional & verlässlich

Die klingenlosen dilatierenden X-ONE Einmaltrokare haben sich in der Chirurgie vielfach bewährt: funktionell und gleichzeitig formschön erleichtern sie das laparoskopische Operieren.

- gekerbte Spitze erleichtert das Einbringen des Trokars
- Universal Reducer - automatische Reduzierung für sichere und dichte Platzierung der Instrumente
- abnehmbarer Trokarkopf, um z.B. Resektate bergen zu können
- gerippte Kanüle für besseren Halt
- gefertigt aus einem hochfesten, unzerbrechlichen Kunststoff-Komposit
- als Dual-Kit und auch ohne Obturator erhältlich



X-ONE optischer Trokar exzellente direkte Visualisierung

- optische dilatierende Spitze
- sicherer Halt der Optik im Obturator
- Universal Reducer & abnehmbarer Trokarkopf
- gefertigt aus hochfestem, unzerbrechlichem Kunststoff-Komposit
- als Dual-Kit und auch ohne Obturator erhältlich

BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Arbeitslänge	VE
----------	-------------	-------------	--------------	----

X-ONE KLINGENLOSER DILATIERENDER OPTISCHER TROKAR

300-V5	X-ONE klingenloser dilatierender optischer Trokar, Standard-Länge	5 mm	100 mm	6
300-VL5	X-ONE klingenloser dilatierender optischer Trokar, lang	5 mm	150 mm	6
300-V11	X-ONE klingenloser dilatierender optischer Trokar, Standard-Länge	11 mm	100 mm	6
300-V12	X-ONE klingenloser dilatierender optischer Trokar, Standard-Länge	12 mm	100 mm	6
300-VL12	X-ONE klingenloser dilatierender optischer Trokar, lang	12 mm	150 mm	6
300-V15	X-ONE klingenloser dilatierender optischer Trokar, Standard-Länge	15 mm	100 mm	6

X-ONE KLINGENLOSER DILATIERENDER TROKAR

300-R5	X-ONE klingenloser dilatierender Trokar, Standard-Länge	5 mm	100 mm	6
300-R11	X-ONE klingenloser dilatierender Trokar, Standard-Länge	11 mm	100 mm	6
300-R12	X-ONE klingenloser dilatierender Trokar, Standard-Länge	12 mm	100 mm	6

X-ONE TROKAR MIT KLINGE

300-FS11	X-ONE Trokar mit Klinge, kurz	11 mm	70 mm	6
300-FS12	X-ONE Trokar mit Klinge, kurz	11 mm	70 mm	6

X-ONE CUSTOM KITS (ALLE PRODUKTE EINZELN STERIL VERPACKT)

305-V5K-V12K	1 Stk. 301-V5 X-ONE klingenloser dilatierender optischer Trokar, 5 mm, 2 Kanülen, Standard-Länge (100 mm), 1 Stk. 301-V12 X-ONE klingenloser dilatierender optischer Trokar, 12 mm, 2 Kanülen, Standard-Länge (100 mm)			
305-V5-V12K	1 Stk. 300-V5 X-ONE klingenloser dilatierender optischer Trokar, 5 mm, 1 Kanüle, Standard-Länge (100 mm), 1 Stk. 301-V12 X-ONE klingenloser dilatierender optischer Trokar, 12 mm, 2 Kanülen, Standard-Länge (100 mm)			
305-V5K-V12	1 Stk. 301-V5 X-ONE klingenloser dilatierender optischer Trokar, 5 mm, 2 Kanülen, Standard-Länge (100 mm), 1 Stk. 300-V12 X-ONE klingenloser dilatierender optischer Trokar, 12 mm, 1 Kanüle, Standard-Länge (100 mm)			

X-ONE KLINGENLOSER DILATIERENDER TROKAR, DUAL-KITS

301-R5	X-ONE klingenloser dilatierender Trokar, 2 Kanülen, Standard-Länge	5 mm	100 mm	6
--------	--	------	--------	---

X-ONE KANÜLEN OHNE OBTURATOR

302-1-5	X-ONE Kanüle ohne Obturator, Standard-Länge	5 mm	100 mm	6
302-1-12	X-ONE Kanüle ohne Obturator, Standard-Länge	12 mm	100 mm	6