

EcoCut

Die laparoskopische EcoCut-Schere ist mit dem flexiblen Logic Mehrweg-Handgriff einfach kombinierbar.

Je nach Bedarf kann der Griff mit den EcoCut-Einsätzen inklusive Schaft (Ausführung: Metzenbaum) kombiniert werden. Schon der Name verrät das gute Preis-/Leistungsverhältnis dieses Einweg-Einsatzes inklusive Schaft.

Der Mehrweg-Handgriff kann in allen gängigen Wasch- und Desinfektionsmaschinen unter Verwendung des Standard-Dampfdrucksterilisationsverfahrens gereinigt und aufbereitet werden.



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Verpackungseinheit
HANDGRIFF			
101-43000	Vertikaler Handgriff ohne Sperre, wiederverwendbar		1 Stück
EINWEGEINSÄTZE INKL. SCHAFT			
ECO-100	EcoCut Schere, Metzenbaum, Einweg	320 mm	10 Stück
ECO-101	EcoCut Schere, Metzenbaum, Einweg	240 mm	10 Stück
ECO-102	EcoCut Schere, Metzenbaum, Einweg	450 mm	10 Stück