

Suture Grasper

mit Introducer

Der Suture Grasper besitzt eine Einweg-Nadel mit ausfahrbarem Fadenfänger, die das Platzieren von Nähten erleichtert. Ein besonderes Feature des Suture Grasper: Der mitgelieferte Introducer dient als Führung für die Nadel (10 oder 12 mm), wodurch Verschlussnähte präziser gesetzt werden können. Einsatzgebiete sind u.a.: Verschluss von Trokar-Inzisionen, Faszien-Verschluss, Fixierung von Herniennetzen und Omentopexie.



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Gauge	VE
FCL200000	OmniClose™ Suture Grasper mit Introducer	15 cm	14	10