

CA.B.S.' AIR® Netzimplantat

Ein Konzept mit aufblasbarem Ballon

Das CA.B.S.' AIR® ist ein System mit aufblasbarem Ballon, das die Behandlung von Nabelbrüchen, kleinen Bauchwandbrüchen und Narbenbrüchen mit einem minimal-invasiven Eingriff ermöglicht.


Schnelle und einfache Fixierung

Das integrierte Ballonsystem wird mit Luft aufgeblasen, um das Implantat zu entfalten. Das vormontierte Nahtmaterial, mit Nadeln an jedem Ende, erlaubt eine schnelle und sichere Fixierung.

Das CA.B.S.' AIR® ist ein betriebsfertiges Kit, das das Management eines chirurgischen Eingriffs erleichtert.



- intraperitoneale Platzierung
- Ø 5 cm, 6,8 cm und 9 cm
- ePTFE
- Polypropylen



BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Durchmesser	Verkaufseinheit
CA.B.S.' AIR® COMPOSITE – INTRAPERITONEALE PLATZIERUNG			
CABSTIR 05T	CA.B.S.' AIR® composite	Ø 5 cm	1 Stück
CABSAIR C7	CA.B.S.' AIR® composite	Ø 6,8 cm	1 Stück
CABSAIR C09	CA.B.S.' AIR® composite	Ø 9 cm	1 Stück